

工具消毒

凡接触皮肤的工具和物品应进行消毒,工具消毒不仅塑造专业形象,更重要的是保护顾客和操作者的健康。



消毒设备

高压灭菌机

多达4项全新技术的应用，满足更安全、更彻底的灭菌需求。优雅的造型不管置于何处，都传达着您对完美的不懈追求，给人以印象深刻的诊所品位。更为重要的是，您将体验到一种惬意的使用感受，令您惊讶于新技术带来的独特价值。

高压灭菌机可选择添加打印模块，为您提供更详细的灭菌操作数据，让所有灭菌操作都可查询。

- 符合国际标准PrEN13060的消毒炉
- 三次脉动预真空、真空达
- 菜单化程序预设选择，滚动液晶中文显示，操作简便
- 全自动操作，全程计算机自检、监检
- 全自动加水装置，无需人工操作
- 门自动开启、关闭系统
- 消毒过程自我评价系统
- 故障中文显示、无需按代码查询



电压:	220V
功率:	1500
外形尺寸:	475mmx410mmx580mm
内腔尺寸:	φ 250mmx350mm
净重:	45KG
杀菌容积:	17L

	货号
JLH高压灭菌机	20 101 002

美莱格高温灭菌机

美莱格M75.1循环热空气灭菌机能够满足金属器械的灭菌。

循环热空气灭菌机采用机械热空气运动模式、完全避免冷空气死角造成的灭菌不彻底，符合卫生当局的最新要求。

M75.1循环热空气灭菌机可搭配托盘或闭合铝质灭菌盒。使用托盘灭菌时间需60分钟，使用闭合铝质灭菌盒需要90分钟。

M75.1热空气灭菌机为前端装载式，配备120分钟计时器、全自动温度调节，内置温度计。

机身及内壁均采用不锈钢材质。



尺寸(宽/高/深):	310mm x 260mm x 375 mm
内部尺寸:	194mm x 740mm x 295 mm
电源:	230 V / 50HZ / 650W
净重:	11kg

	货号
美莱格高温灭菌机	20 101 003

艾玛超声波清洗机

艾玛超声波清洗机可满足诊室的器械清洗需求。

艾玛超声波清洗机具有以下特点：

- 外壳由抗菌易清洁不锈钢材料制成
- 内壁采用耐腐蚀的不锈钢材质
- 配备37kHz大功率超声波震荡系统
- 超声波清洗时间可随意调节
- 人性化设计操作界面，防滴漏

扫频功能：连续超声波频率，清洗充分，无死角。

除气功能：清洁之前快速除气，清洁效果更加出色。

加热：缩短清洗时间，加强清洁效果（不可用于清洁血污）。



	货号
艾玛超声波清洗机	20 101 005

超声波清洗机

超声波清洗机使用全不锈钢制作，一次冲压成型，无焊接处，防水性能更好，美观大方。

水槽厚度1.1mm，加厚304不锈钢板，使用寿命更长。

采用进口大功率换能器，并加装高强度螺丝固定，经久耐用。

外壳采用印花不锈钢板制作，美观大方。

带定时功能，1-99分钟时间可调，操作简单方便，更加人性化。



	货号
超声波清洗机	20 101 006

内槽尺寸:	500mm x 300mm x 150 mm		
容量:	2L	加热功率:	450W
频率:	40kHz	时间范围:	1-99 min
超声波功率:	600W	加热范围:	0-80

灭菌袋封口机

可满足一次性灭菌袋封闭状态。

在电压变化时，可调整至最佳封口温度。

切口平整：内置双刃切割刀。

机身及内壁均采用不锈钢材质。

封口宽度:	0~250mm
压痕宽度:	10mm
电源:	220 V / 50HZ
净重:	5.5kg
熔丝管:	T5A AC250V



	货号
封口机	20 101 008

蒸馏水机

高压灭菌机必须使用蒸馏水作为工作介质。即使是纯净水，也含有各种矿物质，在高温下蒸发后会产生水垢。一段时间后，水垢和积累会使电磁阀等密封不严，导致蒸汽泄露，引起细小管路堵塞、压力及传感器失灵等故障，同时在灭菌室内的小型有孔器械，进入的水垢易堵塞细小管道和轴承，使器械的性能降低，以致影响使用寿命。由此可见使用蒸馏水的重要性。

科室及实验室经常使用蒸馏水，使用蒸馏水机是获得蒸馏水最佳方便。只需注入普通自来水，可以获得源源不断的蒸馏水。



	货号
蒸馏水机	20 101 009

工具消毒

中性全效多酶清洁剂

浓缩型器械消毒液

推荐指数	适用范围	规格	货号
*****	器械清洗	1L	20 103 003



稀释 浸泡：0.5% 1公升水配合5毫升溶液 (1: 200)
 超声：0.3% 1公升水配合3毫升溶液 (1: 300)
 使用：机械清洗：0.2% 1公升水配合2毫升溶液 (1: 500-2000)



器械润滑剂

适用于器械的日常保养

推荐指数	适用范围	规格	货号
****	器械防护	1L	20 103 005



稀释使用：
 2.5%稀释溶液 - 1公升水配合25毫升溶液 (1: 40)



器械除锈防锈剂

用于器械的日常护理

推荐指数	适用范围	规格	货号
****	器械防护	1L	20 103 006



稀释使用：
 5%稀释溶液 - 1公升水配合50毫升溶液 (1: 20)



器械灭菌袋

用于器械消毒后的无菌包装

推荐指数	适用范围	规格	货号
*****	器械包装	75mm, 200米/卷	20 103 007
		150mm, 200米/卷	20 103 008



器械托盘

常用器械的消毒和存储

推荐指数	适用范围	规格	货号
*****	器械陈列	25*17.5cm	20 103 010



隔离膜

适用于设备的防护

推荐指数	适用范围	规格	货号
****	打磨仪面板及手柄防护	10*15cm, 1200张/卷	20 105 001



清洁及消毒喷剂

物体表面的日常消毒

推荐指数	适用范围	规格	货号
***	足病椅操作台表面消毒	750ml	20 107 001



个人防护

我们提供优质舒适的个人防护用品, 尽可能为足病师提供最佳防护。



个人防护

洁兰护手霜

配合消毒液器使用

推荐指数	适用范围	规格	货号
*****	手部护理	500ml	10 103 005



免洗手消毒液

适用于手部的日常消毒

推荐指数	适用范围	规格	货号
*****	手部消毒	500ml	20 102 006



一次性乳胶手套

用于手部防护

推荐指数	适用范围	规格	货号
*****	手部防护	100只/盒	20 104 001



口罩

用于口鼻防护

推荐指数	适用范围	规格	货号
*****	口鼻防护	50只/盒	20 104 004



防护眼罩

眼睛的防护

推荐指数	适用范围	规格	货号
***	眼睛防护	10只/盒	20 104 005



隔离服

保护工作人员及病人

推荐指数	适用范围	规格	货号
***	全身防护	50件/箱	20 104 006



一次性防滑鞋套

用于足部保护

推荐指数	适用范围	规格	货号
*****	足部保护	100只/盒	20 104 007



无纺布片

用于清洁和止血以及污秽物的擦拭

推荐指数	适用范围	规格	货号
*****	清洁和污秽物擦拭	5*5cm, 200片/包	20 106 001



甲皱填塞棉

用于甲沟填充

推荐指数	适用范围	规格	货号
*****	甲下填塞	薄14mm*10m	20 106 006
*****	甲下填塞	厚14mm*4m	20 106 007



工作服

专业的形象铸就专业的服务,我们要做的就是让自己面面都专业。



工作服



传统的医护制服，是乏味和单调的。近年来，医疗专业人士对服装面料的舒适性、功能性要求越来越高。既要良好的舒适性、功能性，又要对款式风格有一定的要求。严谨、优雅、简约、大气、干练、时尚。

男士服装规格表

型号	SS	S	M	L	XL	XXL	BM
身高	160-165	165-170	170-175	170-180	175-180	180-185	170-175
体重	47.5-50	50-60	60-70	70-75	75-82	82-92	75-82



女士服装规格表

型号	SS	S	M	L	XL	XXL	BM
身高	145-150	155-160	160-165	165-170	165-170	165-170	160-165
体重	44-47.5	47.5-55	55-60	60-65	65-70	72.5-77.5	65-70